

# Bobby

Lichtgewicht opvouwbare  
transferstoel



Afgebeeld model enkel ter illustratie. Sommige zaken kunnen optioneel zijn.



Grensverleggend in mobiliteit

## Technische informatie Bobby



totale  
breedte



zit  
breedte



armsteun  
hoogte



zit  
hoogte



rug  
hoogte



beensteun  
lengte




zit  
diepte



totale  
lengte



totaal  
gewicht



gebruikers  
gewicht

590

420

220

500

380

370 - 500

420

950

9,40\*

115

640

480

220

500

380

370 - 500

420

950

9,95\*

115

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (1,5 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. \*In optimale configuratie, zonder voetsteunen

### Compacte opvouwbare transferstoel

Bobby is een ideale, compacte en volledig opvouwbare transfer stoel. Licht en toch stevig en opvouwbaar in enkele seconden.

- Opvouwbaar
- Twee manuele handremmen
- Zachte armleggers
- In hoek aanpasbare voetplaten
- Aanpasbare hielsteunen

Hetzij op vakantie, hospitaal of luchthaven, voor een transfer van punt A naar punt B is Bobby uitermate geschikt. Vergt weinig onderhoud en is compact om mee te nemen.




plooibare rug met opbergzak



voetpedaal om de stoel makkelijk te kantelen



opvouwbaar voor makkelijk transport



manueel bedienbare remmen op beide achterwielen



handvatten om de stoel snel op te vouwen

## N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



**VERMEIREN**  
Grensverleggend in mobiliteit

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.



Voorbehouden technische wijzigingen.