

Carpo 2

Scoters



Elektronisch programmeerbaar

Model Carpo 2 STANDAARD

Deze robuuste en comfortabele s 4-wiel scooter is ideaal voor buitenshuis. Elektronisch programmeerbaar met op en top comfort voor dagdagelijkse ritten.



Optioneel



bruin

zwart

blauw

rood



Elektronische display



Optie:
Analoge display

Extra sterk inkoopmandje

Comfortabele aanpasbare zetel met hoofdsteun

Batterij 75A (optioneel 90A)

Verlichting voor- en achteraan en richtingaanwijzers

Bumper

Anti-slip mat

Luchtbanden



10/15/18

30-60


9°/15%

100

2000



660



1420



1648



100x65
lucht - (4)



490-565



144,6



150



2 x 12V / 90 Ah
2 x 12V / 75 Ah
2 x 12V / 90 Ah



600 W

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Carpo 2 ECO

Scooters




blauw



Optioneel



bruin



zwart



champagne



rood



Sportvelgen



Batterij 90A

Verlichting voor- en achteraan en richtingaanwijzers

Zijdelingse reflectoren voor een betere zichtbaarheid



Analoge display



Reservewiel



Opbergkoffer



Elektronische display



Optie: Analoge display



bruin



Optioneel



blauw



zwart



champagne



rood

Armsteunen aanpasbaar in breedte en hoogte



USB aansluiting

GSM bakje

Batterij 90A

Verlichting voor- en achteraan en richtingaanwijzers

Anti-slip mat



Opbergkoffer



Elektronische display



Optie: Analoge display



Anti-slip mat